

# ELEKTRICKÝ MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ ELEEELS M1 NA STIMULACI SVALŮ



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Před použitím by měla být pokožka zbavena nečistot a mastnoty.
- 2) Odlepte ochrannou fólii z polštářků a nalepte na požadované místo.
- 3) Bez řádného přilepení na pokožku se přístroj automaticky vypne.
- 4) Umístěte zařízení na magnetické cvočky.
- 5) Podržte kulaté tlačítko po dobu 2 vteřin pro zapnutí.
- 6) Výchozí režim nastavení je vždy 1.
- 7) Pro zvýšení úrovně krátce opakovaně stiskněte tlačítko +, pro zmírnění výkonu krátce stiskněte tlačítko -.
- 8) Pro změnu masážní metody krátce stiskněte prostřední tlačítko. Podle barev LED diody poznáte jaký režim máte nastavený.
- 9) Modré světlo ukazuje automatický režim, fialové uklidňující režim, bílé uvolňující režim, žluté režim hnětení a růžové režim Shiatsu.
- 10) Po každé změně režimu či odlepení polštářku se změní intenzita zpět na výchozí 1 stupeň.
- 11) Po 15 minutách provozu se zařízení automaticky vypne.

### DOPORUČENÍ A ÚDRŽBA

Není určen pro děti. Před použitím se vždy poradte se svým lékařem. Nepoužívejte pokud máte kloubní náhrady, kovové čepy nebo destičky bez předchozího souhlasu lékaře. Nikdy neaplikujte polštářek na prasklou či poraněnou kůži, pokud cítíte bolest či nepohodlí. Nepoužívejte nepřetržitě déle než hodinu. Před opakovaným použitím nechejte zařízení alespoň 10 minut odpočívat. Zařízení nikdy neotevírejte ani neopravujte a nepoužívejte po pádu. Pokud nemůže přilnout polštářek ke kůži, vyměňte jej za nový. V případě potřeby zařízení otřete vlhkým hadříkem a následně jej suchým řádně vysušte.

### VODĚODOLNOST

Masážní přístroj **není voděodolný ani vodotěsný!**

Neponořujte do vody a vyhněte se kontaktu s jakoukoliv kapalinou.

### POHON A NABÍJENÍ

Masážní přístroj je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete 3 vyměnitelné magnetické nástavce (polštářky), základnu a USB kabel na nabíjení.